



SKU: 7001107

STAT WASH 2600 Lector de micropozos ELISA

Sistema completamente automático diseñado para el uso de ensayos de Elisas para procesar diagnóstico clínico, lavados multipasos, enjuagado y llenado.

Descripción del equipo

El lavador de tiras de micropocillos y placas de micropocillos programable independiente Stat Fax® 2600 es adecuado para su uso con placas de micropocillos estándar de 96 pocillos. El panel táctil fácil de usar y la pantalla LCD facilitan la programación y ejecución de protocolos de lavado y enjuague en este sistema de lavado de placas de micropocillos confiable y versátil.

Stat Fax® 2600 puede mezclar, remojar y mantener una sincronización constante a pesar del tamaño del tiraje. La posición de aspiración está optimizada para cada tipo de pozo. La doble aspiración también garantiza un vaciado completo. El software se ajusta automáticamente a diferentes artículos de plástico.

● Características

- Lava micropocillos de fondo plano o redondo
- Coloca automáticamente cada fila para lavar
- Almacena 50 protocolos de lavado programables por el usuario
- 6 modos de lavado/enjuague programados de fábrica
- Protector de aerosol y filtro de línea de aerosol (protección contra riesgos biológicos)
- Selección de tiras para lavado parcial de placas.
- Bajo mantenimiento
- Sistema abierto económico/diseño compacto
- (Botella de lavado adicional opcional)

Especificaciones técnicas

Técnicas

- ELISA y Quimioluminiscencia

Equipo

- Dos botes de 1 litro, para solución de lavado y para desecho
- Sensor de desecho que nos indica cuando se encuentre lleno
- Dispensador de volúmenes de 100 a 500 uL ajustable
- Brazo de lavado con 8 canales
- Lava pocillos planos, redondos y con fondo en forma de "V"

Dimensiones

- 31cm (ancho) x 20cm (alto) x 31cm (profundidad)

Completamente automático

Lavado

- Cuenta con 6 programas de lavado pre-establecidos
- Operación precisa con monitoreo constante de vacío y presión
- Se pueden programar ciclos de enjuague automático
- Opcional para posiciones con 12 y 16 cabezas de lavado

Memoria

- Ofrece la opción de almacenar en memoria hasta 50 protocolos específicos de lavado

Certificados

- CE y NRTL

Peso

- 3.2 kg

Dimensiones

- 31 cm (base) x 20 cm (alto) x 31 cm (profundidad)

Contacto

Tel: 800 111 7788 / 800 111 4343
WhatsApp: (33) 3172 1393
E-mail: ventas@grupomexlab.com
Susana Gómez Palafox No. 5486
Col. Paseos del Sol, C.P. 45079,
Zapopan, Jalisco, México

