



SKU: 7001210

GML-1907

Lector de tiras de orina compacto

Equipo abierto para la lectura de tiras de orina de diez parámetros: leucocitos, nitritos, urobilinógenos, proteínas, pH, sangre, gravedad específica, bilirrubina y glucosa.

Características

GML-1907 Lector de tiras de orina compacto

Descripción del equipo

- El equipo lector de tiras de orina H-50 es compacto para la lectura de tiras de orina con los siguientes parámetros: leucocitos, nitritos urobilinógenos, proteínas, pH, sangre, gravedad específica, bilirrubina y glucosa.
- Está equipado con tecnología de toma de lectura por medio de luz fría de alta luminosidad que prolonga la vida media del equipo, es accesible y de fácil interpretación, su memoria interna es capaz de almacenar hasta 500 reportes, y además puede conectarse a una computadora permitiendo así la exportación de datos.
- Realiza la corrección automática de resultados debido a la influencia de la acidez y alcalinidad de la orina, gravedad específica y color. Además, cuenta con una impresora térmica integrada o también puede realizar impresiones a través de una computadora por médico de su interfaz.



Especificaciones técnicas

- **Capacidad de lectura**
 - 60 por hora
- **Autocorrección de resultados**
 - Con interferencias debido a acidez, alcalinidad, gravedad específica o color
- **Longitud de onda de luz monocromática**
 - 660mm, 620 mm, 525mm
- **Principio de la prueba por método fotoeléctrico por comparación de color**
- **Velocidad de prueba**
 - 60 tiras por hora
- **Impresora**
 - Impresora térmica integrada
- **Memoria**
 - Memoria con capacidad de almacenar hasta 1,00 resultados y 500 reportes
- **Conexión**
 - Conexión a computadora por puerto RS232 para exportación de datos
- **Reportes**
 - Opción de reportes en unidades internacionales, generales o símbolos
- **Dimensiones**
 - 26 x 18 x 9 cm
- **Peso**
 - 1.7 kg

Contacto

Tel: 800 111 7788 / 800 111 4343
WhatsApp: (33) 3172 1393
E-mail: ventas@grupomexlab.com
Susana Gómez Palafox No. 5486
Col. Paseos del Sol, C.P. 45079,
Zapopan, Jalisco, México

