



SKU: 7001212

GML-1092

Lector de tiras de orina

Equipo abierto para lectura de tiras de orina. Está equipado con un sistema de toma de lecturas con luz fría de alta luminosidad para prolongar la vida media del equipo.

Características

GML-1092 Lector de tiras de orina

Especificaciones técnicas

- **Pruebas**
 - Hasta 500 pruebas/hora para volúmenes de exámenes medios o grandes
- **Precisión profesional equivalente a los líderes del mercado**
- **Detección y almacenamiento automáticos para mayor eficiencia**
- **Pantalla**
 - Pantalla táctil grande que ofrece menú simple de navegación
- **Diseño**
 - Diseño único de bandejas y de desperdicio para la limpieza en un solo paso
- **Desempeño**
 - Calibración y desecho de desperdicios automático para reducir la labor manual
- **Almacenaje de datos**
 - Almacena hasta 2,000 registros y señala de manera automática una bandera que indica un resultado anormal
- **Impresión**
 - Capaz de imprimir resultados en el papel autoadhesivo para el manejo táctil y rápido de registros
- **Puertos**
 - Incluye puertos USB y RS-232 para la transferencia de datos de manera fácil a una computadora externa o a un Sistema de Información de Laboratorio (LIS)
- **Lector**
 - Lector opcional de código de barras para registrar la identificación del paciente



Contacto

Tel: 800 111 7788 / 800 111 4343
WhatsApp: (33)31721393
E-mail: ventas@grupomexlab.com
Susana Gómez Palafox No. 5486
Col. Paseos del Sol, C.P. 45079,
Zapopan, Jalisco, México

