



SKU: 7001312

GML-1802 Analizador Automático de Hematología

Equipo automático, compacto y económico, con lectura de un solo paso, triple diferenciación de células blancas sanguíneas, 20 parámetros e histogramas de 3 colores (WBC, RBC, PLT).

Características

GML-1802 Analizador Automático de Hematología

Descripción del equipo

El sistema de calibración permite calcular la sangre total y capilar respectivamente y guardar los resultados de manera automática. Sistema interno de monitoreo en tiempo real que permite detectar resultados especiales y diagnosticar problemas automáticamente.

Especificaciones técnicas

- **Sistema interno de monitoreo continuo para detectar problemas automáticamente**
- **Principio**
 - Resistencia eléctrica para el conteo, Método de hemiglobincianida y método SFT para la hemoglobina
- **Trabajo**
 - Detección de pasaje de conteo + sistema de medición de HGB independiente, operable 24 horas y funciones de hibernación automática
- **Método de trabajo**
 - Detección de pasaje de revisar (revisar espacio) sistema de medición HGB independiente, operable las 24 horas del día, funciones de hibernación (revisar espacio) e inicio
- **Modo de Operación**
 - Sistema de operativo Color Windows, botones gráficos, operación de Mouse de apoyo
- **Almacenaje**
 - Hasta 12,000 resultados de muestras, incluyendo histogramas que pueden ser almacenados
- **Modo de calibración**
 - Relativamente independiente, calibración manual y auto calibración en tres modos de detención
- **Pantalla**
 - Pantalla grande LCD táctil a color, resolución: 640 x 480 puntos

- **Interface**
 - Interface paralela, 2 interfaces USB, 2 interfaces POS/2, 2 interfaces RS-232 (con red)
- **Reporte**
 - Impresora térmica integrada, opción para impresora externa, 8 formatos de reporte
- **Ambiente de Operación**
 - Temperatura 0°C - 40°C humedad: 10% - 90%
- **Suministro de energía**
 - AC 100-240 V 50 / 60 HZ
- **Modo de calibración**
 - Relativamente independiente, calibración manual y auto calibración en tres modos de detención
- **Equipamiento**
 - El equipo se maneja por medio de menús accesibles por mouse y teclado
- **Impresora**
 - Impresora térmica integrada y opción de externa con 8 formatos de reporte
- **Dimensiones**
 - 35 cm (altura) x 45 cm (profundidad) x 60 cm (anchura)
 - Peso 20 kg

Contacto

Tel: 800 111 7788 / 800 111 4343
WhatsApp: (33) 3172 1393
E-mail: ventas@grupomexlab.com
Susana Gómez Palafox No. 5486
Col. Paseos del Sol, C.P. 45079,
Zapopan, Jalisco, México

