



SKU: 7001319

# CHEM-WELL-T

## Analizador de Química Clínica

**Equipo Automático**  
capaz de realizar técnicas  
de bioquímica clínica y  
turbidimetría, con  
**capacidad de trabajo**  
hasta 100 pruebas/hora.

# Características

CHEM-WELL-T Analizador de Química Clínica

## Descripción del equipo

**Equipo Automático** capaz de realizar técnicas de Bioquímica Clínica y Turbidimetría, con capacidad de **trabajo de hasta 100 pruebas por hora.**

Requiere de computadora con sistema operativo Windows XP, Vista, 7 y 8. Su software está diseñado para un manejo de modo intuitivo, además de contar con diferentes niveles de acceso para controlar usuario.

## Especificaciones técnicas

- **Volumen de reacción**
  - <250  $\mu$ l hasta 500  $\mu$ l
- **Filtros IAD**
  - 340, 405, 505, 545, 580 y 680
  - 620 nm
- **Refrigeración integrada**
- **Sistema de incubación con temperatura ambiente de 30 y 37 °C**
- **Tipos de Técnicas**
  - Punto final
  - Cinéticas
  - Tiempo fijo
- **Aguja con sensor de líquidos y anticolisión**
- **Aspira volúmenes de 2  $\mu$ L a 450  $\mu$ L**

- **Funciones**
  - Predilución
  - Dilución
  - Dispensados de muestras
  - Reactivos
- **Sistema óptico monocromático y dicromático**
- **Precisión volumétrica de +/- 3%**
- **Paquete de control de calidad completo con grafica automática de Levy-Jennings**
- **Mezclado**
  - La jeringa oscila con capacidad de ajuste y tiempo.
- **Dimensiones**
  - 53cm (largo) x 40cm (profundidad) x 50cm (altura)
- **Peso**
  - 15 kg



## Contacto

Tel: 800 111 7788 / 800 111 4343  
WhatsApp: (33 ) 3172 1393  
E-mail: [ventas@grupomexlab.com](mailto:ventas@grupomexlab.com)  
Susana Gómez Palafox No. 5486  
Col. Paseos del Sol, C.P. 45079,  
Zapopan, Jalisco, México

