



Resultados en
3 minutos

SKU: 7001600

POCT de nefelometría

El **POCT** es un **equipo compacto**, adecuado para múltiples pruebas, con una calibración por medio de tarjeta electrónica, lo cual otorga **resultados precisos, seguros y confiables**. Cuenta con 4 canales de lectura independientes con muestras de prueba simultánea.

Características

POCT de nefelometría

Información técnica

- **Dimensiones**
 - W: 30cm (ancho) x D: 23.6cm (profundidad) x H: 10cm (altura).
 - Peso: 1.6 kg
- **Operación**
 - Fuente de Poder: AC 110~265V
 - Resultados: <5 min
 - Lectura de Resultados: Código QR
- **Control de calidad**
 - Almacenamiento de las curvas del reactivo más actualizadas mediante conexión de red al servidor host
- **Metodologías aplicables**
 - Nefelometría
- **Calibración**
 - Calibración electrónica por medio de tarjeta
- **Lectura**
 - 4 canales de lectura
- **Impresora**
 - Impresora térmica
- **Pantalla**
 - Monocromática fija

Características generales en reactivos

- Técnicas Cuantitativas.
- Técnicas: Nefelometría.
- Kits completos y listos para usarse.
- Kits con 25 pruebas.
- Tarjetas de calibración incluidas en cada kit.
- Estables hasta fecha de caducidad.
- Funciona con muestras de sangre total.

Reactivos disponibles

<p>Diabetes</p> <ul style="list-style-type: none"> Glicohemoglobina 	<p>Microelemento</p> <ul style="list-style-type: none"> Vitamina D Ferritina 	<p>Autoinmunidad</p> <ul style="list-style-type: none"> Inmunoglobulina A Inmunoglobulina M Inmunoglobulina G Inmunoglobulina E
<p>Reumatismo</p> <ul style="list-style-type: none"> Antiestreptolisinas Anti-Ceptido Cíclico Citrulinado Factor Reumatoide 	<p>Marcador Tumoral</p> <ul style="list-style-type: none"> Alfafetoproteína Carcinoembryonic Antigen CA 19-9 Antígeno prostatico específico libre Antígeno prostático específico total 	<p>Cardiovascular</p> <ul style="list-style-type: none"> Troponina Cardiaca I HFABP Mioglobina Dímero D Lipoproteína ligada a la Fosfalipasa A2 Lipoproteína A2 NT-BNP Creatinina Quinasa MB Creatinina Quinasa
<p>Infeciosas</p> <ul style="list-style-type: none"> Proteína C Reactiva de alta sensibilidad Procalcitonina Proteína C Reactiva Amiloide Sérico A 	<p>Función Renal</p> <ul style="list-style-type: none"> Cistatina Microalbúmina Lipocalina asociada a gelatinasa de neutrófilos Alfa 1 Microglobulina Beta 2 Microglobulina Adenosina desaminasa Transferrina 	<p>Fertilidad</p> <ul style="list-style-type: none"> HcG
<p>Función Hepática</p> <ul style="list-style-type: none"> Complemento C3 Complemento C4 Pre-Albumina 		
<p>Función Gástrica</p> <ul style="list-style-type: none"> Pepsinógeno I Pepsinógeno II Helicobacter Pylori 		



Contacto

Tel: 800 111 7788 / 800 111 4343
 WhatsApp: (33)31721393
 E-mail: ventas@grupomexlab.com
 Susana Gómez Palafox No. 5486
 Col. Paseos del Sol, C.P. 45079,
 Zapopan, Jalisco, México