

SKU: 7001602



AFS/1 Plus Analizador Automatizado de turbidimetria, nefelometria y bioquímicas

- Alto rendimiento
- Metodología completa
- Prueba inteligente automática

Características

AFS/1 Plus Analizador Automatizado de turbidimetría, nefelometría y bioquímicas

Operación simple

Recoger muestra
Insertar en la cubeta
Insertar en el canal y probar automáticamente

Ventajas

- **Flexible y eficiente**
Operación en un solo paso
Paquete de prueba único
- **Preciso y confiable**
Multi-metodologías
Sistema de calibración de 3 niveles
Control de terceros de randox
- **Pruebas completamente automáticas**
Control inteligente de temperatura
Prueba cerrada sin riesgo de contaminación

Especificaciones

- **Alto rendimiento con pruebas rápidas**
120 pruebas/h
- **Tiempo mínimo de prueba**
90s
- **Prioridad de emergencia**
- **Elementos de prueba identificados automáticamente**
- **Curva estándar incorporada**
- **Cubetas descartadas automáticamente**
- **Parámetro técnico**
Modelo HP-AFS/1-PLUS
Anchura x profundidad x altura 555 mm x 300 mm x 365 mm
Alimentación AC110-265V

Reactivos disponibles

Infección CRP SAA PCT Hs-CRP Hs-CRP + CRP	Cardíaco H-FABP Myo cTnl HCY BNP NT-ProBNP LP(a) Lp-PLA2 CK-MB D-Dimer HDL-C LDL-C TG TCHO	Marcador tumoral PSA fPSA CEA AFP CA 199 CA 153 CA 125
Funciones renales mAlb Cys-C NGAL Alpha 1 - MG Beta 2 - MG RBP Cre		Función gástrica PGI PGII Hp FOB Calprotectin
Microelementos 25 - OH - VD Ferritin	Inmunoglobulina IgA IgE IgM IgG	Reumatismo ASO RF Anti-CCP
Diabetes HbA1c (NGSP)	Fertilidad HCG	Función del hígado PA TRF ADA C3 C4

Contacto

Tel: 800 111 7788 / 800 111 4343
 WhatsApp: (33) 3172 1393
 E-mail: ventas@grupomexlab.com
 Susana Gómez Palafox No. 5486
 Col. Paseos del Sol, C.P. 45079,
 Zapopan, Jalisco, México