



SKU: 7001105

# STAT FAX 4700

## Lector de Micropozos ELISA

Sistema completamente automático diseñado para el uso de ensayos de Elis as para procesar diagnóstico clínico, lavados multipasos, enjuagado y llenado.

# Características

STAT FAX 4700: Lector de Micropozos ELISA

## Descripción del equipo

Diseñado específicamente para ofrecer acceso de pruebas con metodología ELISA a cualquier laboratorio. El equipo cuenta con un sistema abierto semiautomatizado para la lectura de placas de micropozos e interpretación de resultados de Elisis.

Está equipado con pantalla touchscreen y un sistema operativo similar a Windows con botones inteligentes, además cuenta con la opción de utilizar un mouse USB.

## Especificaciones técnicas

---

- **Capacidad**
  - Alimentar hasta 3 tiras con las pruebas deseadas
  - Lectura de Bicromática
- **Equipo**
  - Pantalla táctil interactiva LCD con la opción de uso con ratón de USB
  - Impresora incluida con capacidad de impresión de gráficos
- **Memoria permanente**
  - Almacena hasta 120 resultados
- **Cálculo de curvas**
  - Lleva a cabo cálculos de curvas solicitadas por el usuario: punto a punto, cúbicas, factor y punto de corte
- **Lecturas**
  - Monocromáticas y bicromáticas
  - Los lectores del StatFax utilizan los filtros del IAD
- **4 filtros IAD**
  - 405, 450, 492, y 630

- **Cuenta con 50 canales para almacenamiento de pruebas**
- **Transportadores**
  - Los portatiras vienen en dos estilos, 3x12 o 3x8
- **Certificaciones**
  - CE NRTL
- **Dimensiones**
  - 24 x 34 x 13 cm
- **Peso**
  - 4.5 kg
- **Velocidad**
  - 3 segundos por lectura



## Contacto

Tel: 800 111 7788 / 800 111 4343  
WhatsApp: (33) 3172 1393  
E-mail: [ventas@grupomexlab.com](mailto:ventas@grupomexlab.com)  
Susana Gómez Palafox No. 5486  
Col. Paseos del Sol, C.P. 45079,  
Zapopan, Jalisco, México

